





快速使用入門

美天 復康寶

復康科技產品



MTcure 聯合
香港中文大學
醫學院
共同研發認證

1. 使用前，將電源連接本產品並充滿電後拔出（拔掉電源才可使用，否則不開機）
2. 將復康寶的按摩頭朝下，並用力按著相關按鈕約幾秒可打開相應功能：
按鈕H ：FDA規格熱療+光生物調節
按鈕D ：深層組織刺激+光生物調節
注：避免紅光直射眼睛。
3. 水平地輕壓在疼痛位置上，按摩頭可緩慢打圈移動，不能長時間停留在同一位置。此外，建議使用完復康寶後，塗抹膏藥，在溫熱效應幫助下，藥物更能有效滲透皮膚，其復康效果更佳。推薦可以使用MTcure 自主研發的藥劑。
4. 能量強度模式選擇
按鈕H ：開啓後，默認是中檔，按一下是強檔
按鈕D ：開啓後，默認是中檔，按一下是強檔，再次按下是低檔
注：避免紅光直射眼睛。
5. 使用完畢後，用濕了水或酒精的抹布擦拭按摩頭表面，並請妥善保存。建議每天使用1-2次，每次15-20分鐘，開機10分鐘後自動斷電。


備註：

- 當電力快要耗盡時，充電指示燈會閃爍提示用戶需要充電。
- 建議連續開機時間超過20分鐘後，關機讓機身散熱冷卻，提高使用壽命。
- 建議按摩頭接觸皮膚表面使用，如果隔著衣服使用，復康效果大大降低。
- 當按摩頭按壓在皮膚力度過大時，它會自動停止振動以防止肌肉組織振傷。


產品提供的生物聯動治療技術#



深層組織刺激
特定振動頻率刺激
深層肌肉和筋膜
(放鬆肌肉、減少僵硬和幫助
新陳代謝)



光生物調節
自主研發的混合低能量激光
療法，採用兩種醫用波長信號和
達到醫療標準的能量強度
(緩解疼痛、促進組織修復和
消除炎症)



FDA規格熱療
激勵信號智能地控制在FDA溫
度範圍規格
(輔助康復和促進血液循環)

有效緩解以下適用症狀*



運動損傷修復
(建議24-36小時後使用本產品)



肌肉勞損酸痛



關節炎/退化性疾病

#生物聯動治療：以多種治療信號為基礎進行的混合療法，其中的劑量和配方為MTcure獨家設計

#激勵信號和能量參考醫療標準設計，並具有FDA認證，請嚴格按照說明書建議使用，仔細閱讀“安全注意事項”的第3和4部分

*臨床便利樣本測試結果由MTcure聯合香港中文大學醫學院進行，證明使用後顯著改善肌骨關節症狀，有效緩解疼痛、促進組織修復、加快血液淋巴循環和緩解炎症等。



Quickstart



MT Alpha

Physiotherapy Device



MTcure 聯合
香港中文大學
醫學院
共同研發認證

1. Please fully charge before you use it. (Unplug the power before use, otherwise it won't open)
2. Massage head is faced down, and presses the button for few second to turn on the related functions.
Button H  : FDA-reg heat therapy, photobiomodulation
Button D  : Deep tissue stimulation, photobiomodulation
Caution: Do not directly view the light.
3. Press on the painful area gently and horizontally. Gently circle around it and do not stay at the same point for a long time.

It is recommended to apply the medical ointment after the use of MT Alpha, so that the medicine can be absorbed more effectively with the help of warm effect. Suggested to use MTcure's medicament.
4. Treatment level
Button H  : After switch on, the middle mode is default setting, press it to become high mode.
Button D  : After switch on, the middle mode is default setting, press it to become high mode, press it again to become light mode.
Caution: Do not directly view the light.
5. Please wipe the massage head with a cloth dampened with water or alcohol after use. Suggested to use 15-20 minutes and 1-2 times every day. Automatically turned off after 10 minutes.

Remarks:


- When the power is about to run out, the charging indicator will flash to remind the user to charge.
- It is recommended to switch off the machine after more than 20 minutes of continuous use to cool down it, so that service life can be prolonged.
- The massage head is advised to be used in direct contact with skin surface. Healing effect could greatly diminish if used through clothing.
- When the massage head is pressed too hard on the skin, it will automatically stop vibrating to prevent muscle damage.

Biomedical-Combination of Treatment Technology[#]




Deep tissue stimulation

Using ergonomic percussion frequency to stimulate the musculoskeletal muscle and fascia. (Promote metabolism and relieve muscle stiffness)



Photobiomodulation

Research and development's low-level laser therapy system is composed of two medical wavelength signals and the energy level corresponds to medical standard. (Promote tissue repair, relieve pain and alleviate inflammation)



FDA-reg heat therapy

Stimulation signal is controlled intelligently within FDA regulation on the temperature range (Promote rehabilitation and increase blood circulation)

Effectively relieve the following symptoms*



Sports injury
(Recommend to use after 24-36 hours)



Muscle strain



Arthritis/
Degenerative Diseases

- [#] Biomedical-Combination of Treatment Technology : A hybrid therapy bases on multiple therapeutic signals which the doses and formulations are exclusively designed by MTcure
- [#] Medical stimulation signals are designed according to medical standards with FDA's approval, please follow user manual's instructions strictly, especially the safety precautions' section 3 and 4.
- ^{*} Musculoskeletal conditions and related symptoms can be improved significantly from the clinical human test conducted by MTcure in collaboration with the Faculty of Medicine, The Chinese University of Hong Kong.